



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 июня 2022 года № РЗН 2013/221

На медицинское изделие

**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный, модели:
ТМ-2430, ТМ-2440, ТМ-2441 с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Эй энд Ди Рус"

(ООО "Эй энд Ди Рус"), Россия,

117545, Москва, ул. Дорожная, д. 3, к. 6. ком. 8Б

Производитель

"Эй энд Ди Компани, Лимитед", Япония,

**A&D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013,
Japan**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-48350/15512 от 14.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.60.12.129**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 15 июня 2022 года № 5292
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0066644

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 июня 2022 года

№ РЗН 2013/221

Лист 1

На медицинское изделие

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный, модели: ТМ-2430, ТМ-2440, ТМ-2441 с принадлежностями:

I. Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430, в составе:

1. Монитор-основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Ремень - 1 шт.
3. Наплечный пояс - 1 шт.
4. Манжета (стандартная) для взрослых для левой руки - 1 шт.
5. Зажим - 1 шт.
6. Элемент питания - 3 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Лист записи - 10 шт.
2. Чехол на манжету - 2 шт.
3. Чехол (кейс) для переноски - 1 шт.

II. Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440, в составе:

1. Монитор-основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета (стандартная) для взрослых для левой руки - 1 шт.
3. Ремень - 1 шт.
4. Зажим - 1 шт.
5. Элемент питания - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Лист записи - 10 шт.
2. Чехол на манжету - 1 шт.
3. Чехол (кейс) для переноски - 1 шт.
4. Сумка-чехол (кейс) для хранения - 1 шт.
5. Кабель USB - 1 шт.

III. Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441, в составе:

1. Монитор-основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета (стандартная) для взрослых для левой руки - 1 шт.
3. Манжета (большая) для взрослых для левой руки - 1 шт.
4. Ремень - 1 шт.
5. Зажим - 1 шт.
6. Элемент питания - 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Лист записи - 10 шт.
2. Чехол на манжету (стандартный) - 1 шт.
3. Чехол на манжету (большой) - 1 шт.
4. Чехол (кейс) для переноски - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0102125

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 июня 2022 года

№ РЗН 2013/221

Лист 2

5. Сумка-чехол (кейс) для хранения - 1 шт.

6. Кабель USB - 1 шт.

Место производства:

1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan.

2. KENSEI KOGYO Co., Ltd., 4210-15 Takasai, Shimotsuma-shi, Ibaraki-ken, 304-0031, Japan.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0102126